

Vejledning til Smart Control-fjernbetjening



Tak

Tak, fordi du har valgt Unitron Smart Control-fjernbetjening til dit Unitron-høreapparat.

Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede, formålsdrevne løsninger til alle. Because hearing matters.

Din Smart Control-fjernbetjening

Høreapparattilpasser: _____

Telefon: _____

Model: _____

Serienummer: _____


Udskiftningsbatterier: Et AAA (1,5 volt), standard
eller genopladeligt

Garanti: _____

Købsdato: _____

Hurtig oversigt


Udskiftning af batterier




Batteristørrelse



Lav batteriadvarsel



Tænd/sluk



- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Venstre/begge/højre-knap
- 3 Venstre (blå) indikatorlys
- 4 Højre (rød) indikatorlys
- 5 Rullehjul
- 6 +/-knapper
- 7 Hjem-knap
- 8 Telefon (eller program)-knap
- 9 Skift program-knap
- 10 LearnNow™-knap
- 11 Batterirum

Indholdsfortegnelse



Overblik over Smart Control.....	2
Sådan tænder/slukker du din Smart Control.....	4
Sådan udskiftes batteriet.....	5
Betjeningsinstruktioner.....	7
Sådan tilpasser du dit høreapparat med Smart Control.....	8
Rullehjul.....	8
Volumenkontrol	9
Telefonknap.....	10
Skift program-knap.....	11
LearnNow-knap	12
Hjem-knap.....	13
Tilbehør	14
Sådan passer du på din Smart Control	15
Sådan rengør du Smart Control	16
Fejlfindingsvejledning	17
Advarsler	18
Overensstemmelseserklæring	22

Overblik over din Smart Control

- 1 **Tænd/sluk-knap** – tænd, eller sluk din fjernbetjening, og lås den også for at undgå at sende uønskede kommandoer
- 2 **Venstre/begge/højre-knap** – giver dig mulighed for at vælge det høreapparat, du vil justere
- 3 **Venstre (blå) indikatorlys** – lyser, når dit venstre høreapparat bliver justeret
- 4 **Højre (rød) indikatorlys** – lyser, når dit højre høreapparat bliver justeret
- 5 **Rullehjul*** – giver dig mulighed for at styre niveauerne for tale og baggrundsstøj i dit høreapparat
- 6 **Volumenkontrolknapper*** – justerer lydstyrken i dit høreapparat
- 7 **Hjem-knap** – går tilbage til høreapparatets startprogram
- 8 **Telefon (eller program)-knap** – skifter til telefonprogrammet i dine høreapparater
- 9 **Programskift-knap** – går videre til høreapparatets næste høreprogram
- 10 **LearnNow™-knap** – lærer dit høreapparat dine ønskede indstillinger for forskellige høreprogrammer
- 11 **Batterirum** – giver mulighed for at udskifte batteriet

** Smart Control kan blive tilpasset af din høreapparatstilpasser,*

- 2 *så funktionerne 5 og 6 muligvis byttes om.*




Sådan tænder/slukker du din Smart Control

Din Smart Control har en tænd/sluk (eller rejselås)-knap på venstre side af fjernbetjeningen.

Du tænder fjernbetjeningen ved at skubbe knappen over i Tænd eller den ulåste position .

Du slukker fjernbetjeningen ved at skubbe knappen over i Sluk eller den låste position .


Ved at skubbe knappen over i Sluk-positionen undgår du, at der bliver sendt uønskede kommandoer til dit høreapparat (hvis din fjernbetjening fx ligger i din taske eller lomme).



Sådan udskiftes batteriet

Batterirummet er placeret på bagsiden af din Smart Control.

1. Skub batteridækslet i pilens retning.
2. Tag fat i det gamle batteri med din tommel- og pegefinger, og fjern det.
3. Indsæt det nye batteri i batterirummet i den rigtige +/—position med minussiden først.
4. Skub batteridækslet i den modsatte retning af pilen.



Lav batteriadvarel

Når venstre og højre indikatorlys blinker skiftevis i to sekunder, er det din Smart Control, der advarer dig om, at batteriniveauet er lavt. Advarslen vises, hver gang du tænder din Smart Control eller sender en kommando til dit høreapparat, indtil du skifter batteri, eller batteriet dør.

Pleje af batterier

Kassér altid batterierne på en forsvarlig og miljørigtig måde

Du forlænger batteriets levetid ved at huske at slukke din fjernbetjening, når den ikke bruges

Betjeningsinstruktioner

Før du bruger din Smart Control, skal du tænde dit høreapparat for at sikre, at det kan modtage kommandoerne fra Smart Control.

Smart Control er designet, så den er behagelig at have i hånden på maksimum en armlængdes afstand. Det er ikke nødvendigt at pege fjernbetjeningen mod dit høreapparat. Hvis du placerer fjernbetjeningen ved siden af eller for tæt på dit høreapparat, kan det forringe fjernbetjeningens effekt.

Sådan vælger du, hvilket høreapparat der skal justeres

På toppen af fjernbetjeningen er der en **venstre/begge/højre**-knap. Knappen giver dig mulighed for at vælge det høreapparat, som du vil justere.

Skub knappen mod venstre for kun at justere dit venstre høreapparat . Det venstre (blå)

indikatorlys lyser, når du justerer dit venstre høreapparat.

Skub knappen mod højre for kun at justere dit højre høreapparat . Det højre (blå) indikatorlys lyser, når du justerer dit højre høreapparat.

Skub knappen til midterpositionen for at justere begge dine høreapparater . Begge indikatorlys lyser, når højre og venstre høreapparat bliver justeret samtidig.

Sådan justerer du dit høreapparat med Smart Control

Din Smart Control lyser op, når den tændes første gang, og hver gang der trykkes på en knap, så du kan se knapperne i svagt belyste omgivelser.

Indstilling for rullehjul med komfort-klarhed-balance

(Kan bruges til høreapparaterne Quantum™ 20 og

12, Moxi™ 20 og 12, Passport™, Latitude™ 16, Yuu™ og Next™ 16)



Rullehjulet giver dig mulighed for at styre niveauerne for tale og baggrundsstøj i dit høreapparat og giver yderligere mulighed for finjustering ud over almindelig volumenkontrol.

Rul hjulet langsomt opad for at forbedre lydenes tydelighed som fx tale.

Rul hjulet langsomt nedad for at forbedre komforten under støjende høresituationer.

Dit høreapparat bipper muligvis, når der justeres med hjulet. Se din høreapparatvejledning for at få flere oplysninger om din kontrolfunktion.

Knapper til volumenkontrol



Tryk på **+**-knappen på din Smart Control for at skrue op for lydstyrken i dit høreapparat.

Tryk på **—**-knappen på din Smart Control for at skru ned for lydstyrken i dit høreapparat.

Dit høreapparat bipper muligvis, når lydstyrken justeres. Se din høreapparatvejledning for at få flere oplysninger om lydstyrken for biptydene på dit høreapparat.



Bemærk: Din høreapparattilpasser konfigurerer muligvis rullehjulet til at være din volumenkontrol og dine **+/—**-knapper til at være balancen mellem komfort og tydelighed.

Telefon (eller program)-knap



Tryk på **Telefon**-knappen for at skifte til telefonprogrammet. Telefonknappen kan også indstilles til at give dig direkte adgang til et andet høreprogram, som din høreapparattilpasser har valgt til dig. Kontakt din høreapparatstilpasser for at finde ud af, hvordan din telefonknap er konfigureret.

Tryk på **Hjem**-knappen for at lukke telefonprogrammet.

Telefonknap med Binaural Telefon

(Binaural Telefon fås kun til de trådløse versioner af høreapparaterne Quantum 20 og 12, Moxi 20 og 12 såvel som Passport og Latitude 16)



Tryk på **Telefon**-knappen en enkelt gang for at skifte til programmet

Binaural Telefon. Dette giver dig mulighed for automatisk at høre samtalen i begge høreapparater. Tryk på **Telefon**-knappen igen for kun at høre telefonsamtalen i ét øre. Tryk på **Hjem**-knappen for at lukke programmet Binaural Telefon.

Skift program-knap



Tryk på **Skift program**-knappen for at skifte det nuværende høreprogram i dit høreapparat. Høreapparatet vil gå videre til det næste høreprogram. Se din høreapparatvejledning for at fastslå, hvilke programmer der er tilgængelige for dig, og deres bilydsmeddelelser.

LearnNow™-knap

(Kan bruges til høreapparaterne Quantum 20, Moxi 20, Passport og Yuu)



LearnNow™-knappen lærer dit høreapparat, hvilken lydstyrke og balance mellem komfort og tydelighed du foretrækker i forskellige høreomgivelser. Når du trykker på **LearnNow**-knappen, sender Smart control en kommando til dit høreapparat for hurtigere at lære dine nuværende indstillinger. Ved at lære dit høreapparat dette gør du dine indstillinger for lydstyrke og balance mellem komfort og tydelighed personlige og derved minimere behovet for at justere, når du engang i fremtiden befinder dig i lignende høreomgivelser.



Bemærk: LearnNow-knappen bør bruges, efter at du har justeret indstillingerne for lydstyrke og balance mellem komfort og tydelig, så de er tilpasset dig. Efter du har brugt LearnNow-knappen, vil dit høreapparat bippe, hvis kommandoen blev modtaget med succes.



Bemærk: LearnNow-knappen på din Smart Control deaktiveres muligvis af din høreapparatstilpasser og kan derfor være inaktiv.



Bemærk: På Passport og Yuu virker LearnNow-knappen kun, når dit høreapparat er indstillet til det automatiske program.

Hjem-knap



Hjem-knappen går tilbage til startprogrammet for begge høreapparater svarende til, når du tænder dit høreapparat for første gang. Denne knap kan være nyttig, hvis du uafhængigt af positionen for venstre/begge/ højre-knappen vil gå tilbage til høreapparatets startprogram og indstillingerne for lydstyrke og balance mellem komfort og tydelighed, når høreapparatet tændes for første gang. Se i høreapparatvejledningen, hvilket program der er dit startprogram.

Tilbehør

Du kan bruge en nøglesnor til din Smart Control, så du kan bære fjernbetjeningen rundt om halsen eller håndleddet. Fastgør nøglesnoren til fjernbetjeningen som vist nedenfor.


1.




2.



3.




4.



5.



6.



7.



Sådan passer du på din Smart Control

Åbn batterirummet og fjern batteriet, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere perioder.

Du må ikke bruge Smart Control i badet eller putte den i vand.

Hvis din Smart Control bliver våd, må du ikke forsøge at tørre den i ovnen eller mikroovnen. Du må ikke trykke på knapperne. Åbn batterirummet, og fjern batteriet, så din fjernbetjening kan lufttørre i 24 timer.

Beskyt din fjernbetjening mod ekstrem varme (hårtørre, handskerum eller instrumentbræt).

Undgå at tabe fjernbetjeningen eller slå det mod hårde overflader.

Sådan rengører du Smart Control

Du må ikke anvende alkohol til rengøring af fjernbetjeningen. Brug en fugtig klud til at rense fjernbetjeningens yderside.

Fejlfindingsvejledning

Se fejlfindingspanelet nedenfor, hvis du har problemer med din Smart Control. Se din høreapparatvejledning, hvis du har problemer med dit høreapparat.

Årsag	Mulig løsning
-------	---------------

Indikatorlys lyser ikke

Ikke tændt	Tænd
Lavt batteriniveau/ dødt batteri	Udskift batteri
Dårlig batterikontakt	Kontakt din høreapparattilpasser
Batteriet vender på hovedet	Indsæt batteri med plussiden (+) opad

Indikatorlys blinker hurtigt

Lavt batteri	Udskift batteri
--------------	-----------------

Høreapparat modtager ikke kommandoerne fra Smart Control

Fjernbetjeningen holdes for langt væk	Flyt fjernbetjeningen tættere på dig
Fjernbetjeningen holdes for tæt på	Flyt fjernbetjeningen til en maksimal afstand på en armlængde

Kontakt din høreapparattilpasser, hvis du har et problem, der ikke optræder i vejledningen. Hvis du ikke har en høreapparattilpasser, bedes du kontakte det nærmeste kontor anført på bagsiden af denne brochure.

Advarsler

- ⚠ Smart Control bør kun anvendes, som din høreapparattilpasser har sagt.
- ⚠ Smart Control anvender en digitalt kodet, induktiv lavstrømstransmission til at kommunikere til dit høreapparat. Selvom det er usandsynligt, er det muligt, at der kan opstå interferens med medicinske anordninger så som pacemakere. Der burde ikke opstå interferens ved normal brug, hvor fjernbetjeningen holdes roligt i hånden med en afstand på 10 cm eller mere fra kroppen. Derfor anbefales det, at folk med pacemakere ikke opbevarer fjernbetjeningen i en brystlomme.
- ⚠ Du må ikke bruge Smart Control i områder med eksplosionsfare.
- ⚠ Du skal ikke bruge Smart Control på steder, hvor det er forbudt at bruge elektroniske apparater som fx i en flyvemaskine.

- ⚠ Opbevar din Smart Control et sikkert sted ved CT- og MRI-scanninger eller ved andre elektromagnetiske behandlinger.
- ⚠ Ændringer eller modifikationer foretaget af Smart Control, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Unitron Hearing, kan gøre brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret ugyldig.

Batteriadvvarsler

- ⚠ Efterlad aldrig din fjernbetjening eller batterier et sted, hvor små børn eller dyr kan nå dem.
- ⚠ Put aldrig din fjernbetjening eller batterier i munden. Hvis et batteri sluges, skal du straks kontakte din læge.

Forholdsregler


- ⚠ Kontakt din høreapparatstilpasser, hvis din Smart Control ikke fungerer, efter at du har isat nye batterier. Medbring altid din Smart Control og dit høreapparat, hvis du har spørgsmål om dem.

- ⚠ Din Smart Control og dit høreapparat bærer en unik kommunikationskode. Denne kode gør, at din Smart Control ikke påvirker andres høreapparater.
- ⚠ Der er brugt de allernyeste komponenter til din Smart Control, så du får en særdeles pålidelig oplevelse i forbindelse med brugen af produktet med praktisk talt ingen interferens fra andre apparater. Når du bruger Smart Control i nærheden af en computerterminal eller et kommunikationsapparat så som en digital mobiltelefon eller andet med et stærkt elektromagnetisk felt, kan det dog være nødvendigt at holde en afstand på minimum 60 cm for at sikre, at den fungerer korrekt. Hvis høreapparatet ikke har forbindelse til Smart Control på grund af en unormal elektromagnetisk forstyrrelse, skal du bevæge dig væk fra det forstyrrende felt.

Mærkning

Serienummeret og produktionsåret står inde i batterirummet.

Udfyld klistermærket med kontaktoplysninger, som fulgte med din nye Smart Control, og som findes inde i batterirummet.



Overensstemmelseserklæring

Unitron Hearing erklærer herved, at Smart Control overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i 93/42/EEC-direktivet. Kontakt din lokale repræsentant fra listen over Unitron Hearing-distributører for at få udleveret en kopi af overensstemmelseserklæringen.

Dette apparat overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler og RSS 210 fastsat af Industry Canada. Brugen af produktet er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat forårsager ikke skadelig interferens, og (2) dette apparat skal tage imod en hvilken som helst modtaget interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket betjening.

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske udledninger		
Modellen Smart Control er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, som er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af modellen Smart Control bør sikre sig, at den bruges i sådanne omgivelser.		
Udledningstest	Overholdelse	Elektromagnetiske omgivelser – vejledning
RF-udledninger CISPR 11	Gruppe 2	Modellen Smart Control skal udlede elektromagnetisk energi for at kunne udføre dens tilsigtede funktion. Elektronisk udstyr i nærheden kan påvirkes.
RF-udledninger CISPR 11	Klasse B	Modellen Smart Control er velegnet til brug i alle husholdninger, inklusive indenlandske husholdninger, og i dem, der er direkte forbundet til det offentlige strømforsyningsnetværk med lavspænding, som leverer strøm til bygninger, der bruges til indenlandske formål.
Harmoniske udledninger IEC 61000-3-2	Kan ikke anvendes	
Spændingsudsving/ svingende udledninger IEC 61000-3-3	Kan ikke anvendes	

Skema 201

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Modellen Smart Control er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, som er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af modellen Smart Control bør sikre sig, at den bruges i sådanne omgivelser.

Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overholdels esniveau	Elektromagnetiske omgivelser – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV kontakt ±8 kV luft	±6 kV kontakt ±8 kV luft	Gulvet bør være af træ, beton eller keramiske klinker. Hvis gulvet er dækket af et syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %.
Elektrisk hurtig indsvingningsstrøm/udbrud IEC 61000-4-4	±2 kV til strømforsyningskabler ±1 kV til ind- og udgående ledninger	Kan ikke anvendes	Kvaliteten af hovedstrømmen bør være den samme som for et erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Spændingsbølge IEC 61000-4-5	±1 kV-ledning(er) til ledning(er) ±2 kV-ledning(er) til jorden	Kan ikke anvendes	Kvaliteten af hovedstrømmen bør være den samme som for et erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Fald i spænding, korte afbrydelser og spændingsvariationer for indgående ledninger til strømforsyning. IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% dip in U_T) for 0,5 cycle 40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles 70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycle <5% U_T (>95% dip in U_T) for 5 sec	Kan ikke anvendes	Kvaliteten af hovedstrømmen bør være den samme som for et erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af modellen Smart Control kræver fortsat brug ved afbrydelser af hovedstrømmen, anbefales det, at modellen Smart Control forsynes med strøm fra en ikke-afbrydelig strømforsyning eller et batteri.
Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetiske felter for strømfrekvens bør være på et niveau, der er typisk for et almindeligt erhvervs- eller hospitalsmiljø.

BEMÆRK: U_T er netspændingen med vekselstrøm forud for brugen af testniveauet.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Modellen Smart Control er beregnet til brug i de elektromagnetiske omgivelser, som er anført nedenfor. Kunden eller brugeren af modellen Smart Control bør sikre sig, at den bruges i sådanne omgivelser.

Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetiske omgivelser – vejledning
			Transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen som helst del af Smart Control – inklusiv dens kabler – end den anbefalede separationsafstand, der er udregnet ud fra ligningen, som anvendes på senderens frekvens. Anbefalet separationsafstand
Den ledede RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz	Kan ikke anvendes	$d = 1,2 \sqrt{\frac{P}{f}}$
Udstrålet RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2 \sqrt{\frac{P}{f}}$ 80 MHz til 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{\frac{P}{f}}$ 800 MHz til 2,5 GHz
			hvor P er senderens maksimale elektriske udgangseffekt målt i watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den anbefalede separationsafstand målt i meter (m). Feltstyrker fra fastgjorte RF-sendere, som en undersøgelse af et elektromagnetisk sted har bestemt, ^a bør være mindre end overholdelsesniveauet i hvert frekvensområde ^b . Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er markeret med følgende symbol:

BEMÆRKNING 1: Det høje frekvensspektrum gælder ved 80 MHz og 800 MHz.

BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, objekter og personer.

^aFeltstyrken fra stationære sendere, f.eks. hovedstationer for radiotelefoner (cellulær/trådløs) og bærbare radioer, amatørradio, radioudsendelser via AM og FM og tv-udsendelser, kan teoretisk set ikke forudsiges med sikkerhed. På grund af de stationære RF-sendere bør man overveje at foretage en elektromagnetisk undersøgelse af miljøet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Model Smart Control anvendes, overstiger det relevante niveau for RF-overensstemmelse ovenover, bør man kontrollere, at Model Smart Control fungerer på normal vis. Hvis der forekommer usædvanlig aktivitet, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger, f.eks. dreje eller omplacere Model Smart Control.

^bHvis frekvensen er over 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrken være under 3 V/m.

Anbefalet afstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Model Smart Control

Model Smart Control er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af Model Smart Control kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at holde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Model Smart Control som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Maksimal udgangseffekt for sendere W	Afstand i forhold til senderens frekvens m		
	150 kHz til 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz til 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke står på listen, kan den anbefalede afstand d i meter (m) beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til producenten.

BEMÆRKNING 1: Det høje frekvensspektrum gælder ved 80 MHz og 800 MHz.

BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, objekter og personer.

Skema 206

Unitron-distributører

Forretningskontor/International

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Australien

Level 2, Norwest Quay,
21 Solent Circuit,
Baulkham Hills, NSW,
NSW 2153

Belgien

Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

Canada

20 Beasley Drive, P.O.
Box 9017, Kitchener, ON
N2G 4X1

Kina

No. 78, Qi Ming Road,
Export Processing Zone
District B, Suzhou
Industrial Park, P.R.
215021

Colombia

Ave.15 No. 124-29 of 703
Bogotá, Colombia

Danmark

Østre Hougvej 42-44
5500 Middelfart

Tyskland og EU-repræsentant

Max-Eyth-Straße 20,
70736 Fellbach-
Oeffingen, Germany

Frankrig

5 bis, rue Maryse
Bastie - BP 15
69671 Bron Cedex

Indien

B-308, Everest Grande,
Mahakali Caves Road,
Andheri East,
Mumbai-400 093

Holland

Ir. D.S. Tuijnmanweg 10,
4131 PN
VIANEN

New Zealand

10/215 Rosedale Rd.,
M277 Private Bag,
300987, Albany,
Auckland

Rusland

Tverskaya str. 12,
bldg. 9, 1th floor,
office 98
125009 Moscow

Sydafrika

First Floor –
Selborne House,
Fourways Golf Park,
Roos Street,
Fourways,
Johannesburg

Spanien

Avenida de la
Industria nº13/15,
Polígono de
Canastell,
03690 Sant Vicent
del Raspeig. Alicante,
España

Sverige

Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm

England

St. George House,
Cygnets Court, Centre
Park, Warrington,
Cheshire
WA1 1PD

U.S.A.

14755
27th Avenue North
Plymouth, MN 55447



Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Distributør

www.unitron.com/dk



K/10-047 029-5644-08

